

# LÁMPARAS FOTOTERAPIA DERMATOLOGÍA

Los estudios clínicos en todo el mundo indican que las lámparas UV de Philips son las más efectivas. Actualmente disponibles para el tratamiento de Psoriasis y Vitiligo, así como para otra enfermedades de la piel menos comunes. Como el mayor fabricante mundial de productos de iluminación, Philips ha aplicado sus conocimientos y experiencia para diseñar una amplia gama de lámparas de fototerapia altamente efectivas. Estas han sido desarrolladas y probadas en estrecha cooperación con universidades y clínicas de todo el mundo.




Philips PL-S 9W (G23)



Philips PL-L 36W (2G11)



Philips TL RDC (R17d)



Philips TL bi-pin (G13)

## Lámparas Philips UVB banda estrecha (/01) la mejor opción para fototerapia.

Lamp type	Output UVB (W)	Lamp Voltage (V)	Lamp Current (A)	Cap/base	Packaging Configuration MOQ	European order code 8711500...
Philips UVB Narrowband PL-S 9W/01 Philips	0.95	60	0.17	G23	6x10 Box	86891680
UVB Narrowband PL-L 36W/01 Philips UVB	4.8	106	0.435	2G11	25	86889340
Narrowband TL 20W/01 Philips UVB	3.0	59	0.37	G13	25	63974540
Narrowband TL 40W/01 Philips UVB	7.7	104	0.43	G13	25	26474940
Narrowband TL 100W/01 Philips UVB	18.4	126	0.97	RDC (R17d)	10	61425425
Narrowband TL F72 100W/01	18.4	126	0.97	RDC (R17d)	25	26327840
Philips UVB Narrowband TL 120W/01	20.0	132	1.11	G13	25	26483140

## Philips UVB Broadband (/12) Phototherapy lamps

Lamp type	Output UVB (W)	Lamp Voltage (V)	Lamp Current (A)	Cap/base	Packaging Configuration MOQ	European order code 8711500...
Philips UVB Broadband PL-S 9W/12	0.8	60	0.17	G23	6x10 Box	62625780
Philips UVB Broadband TL 20W/12	2.4	59	0.37	G13	25	62883140
Philips UVB Broadband TL 40W/12	6.3	104	0.43	G13	25	62886240
Philips UVB Broadband TL 100W/12	14.3	126	0.97	RDC (R17d)	25	61428525

## Philips UVA (/09) Phototherapy lamps (graph 1)

Lamp type	Output UVA (W)	Lamp Voltage (V)	Lamp Current (A)	Cap/base	Packaging Configuration MOQ	European order code 8711500...
Philips PL-L UVA 36W	8.0	106	0.435	2G11	25	61410040
Philips TL-K UVA 40W	7.8	50	0.86	G13	25	62830540
Philips TL UVA 100W	28.5	125	0.94	G13	25	26877840
Philips TL UVA 100W-R	27.5	125	0.94	G13	25	62838140