

# MIDES

## WE ARE ULTRASOUND

### Reparación de endoscopios con un líder tecnológico

Gracias a nuestra experiencia en reparación y a nuestros procesos industrializados, MIDES puede ofrecer reparaciones de endoscopios de los principales fabricantes a precios ajustados y asequibles. Todos los endoscopios reparados se someten a un procedimiento certificado, incluida toda la documentación pertinente y se desinfectan en nuestro sistema especial de endolavado. Como único proveedor, MIDES también puede reparar endoscopios complejos de equipos de ultrasonido. En nuestro departamento interno de investigación, innovación y desarrollo, estamos trabajando constantemente en la mejora de los procesos e incrementando la gama de reparaciones, con el fin de garantizar los más altos estándares de calidad y tiempos mínimos de reparación.

La reparación de endoscopios en MIDES no solo permite un considerable ahorro de costes. Al prolongar la vida útil de las piezas, ahorramos también en recursos y reducimos emisiones de CO2 y al mismo tiempo evitamos los desechos electrónicos.

**80%**  
**AHORRO DE  
COSTES**  
en comparación con  
una compra nueva

### Sala blanca de desinfección

Reparaciones sensibles y delicadas de endoscopios ópticos se realizan en una sala blanca especial en nuestras instalaciones de MIDES en Graz, Austria.



### Endoscopios de préstamo para una seguridad de suministro

Además de las reparaciones, nuestro programa de servicio también incluye unidades de préstamo, para garantizar la continuidad del servicio durante el tiempo que dure la reparación.



**MIDES**  
HEALTHCARE TECHNOLOGY

Am Innovationspark 7  
8020 Graz | Austria  
+43 316 42 65 00

customer@mides.com  
mides.com

**DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA  
SPECMEDICA**

Plaza Pedro Iturralde Ochoa, 5 bajo  
Telf. 96 123 56 65  
info@specmedica.com  
46900 Torrent - Valencia  
specmedica.com

## Nuestro servicio experto de reparación:

En nuestro departamento especializado hacemos reparaciones ópticas y técnicas de todos los tipos de endoscopios, de todos los fabricantes.

- **Endoscopios de ultrasonido**
  - Gastroscopios y broncoscopios
- **Endoscopios flexibles**
  - Gastroscopios
  - Colonoscopios y colonoscopios pediátricos
  - Duodenoscopios
  - Broncoscopios



### SERVICIOS ADICIONALES DE REPARACIÓN:

- Daños por humedad
- Conducto de imagen
- Válvulas de función
- Unidad Albarrán

- 1 Nuevo ensamblaje del extremo distal
- 2 Recubrimiento superficial
- 3 Canal de biopsia
- 4 Guía de luz y lentes de cubierta
- 5 Chip CCD y lente de cubierta objetivo
- 6 Cuello flexible de goma
- 7 Sección de flexión
- 8 Tubos helicoidales
- 9 Tubo de inserción completo
- 10 Protección contra torceduras
- 11 Entrada de biopsia
- 12 Carcasa de control
- 13 Mecánica y tope de cable
- 14 Perillas de angulación y freno
- 15 Tapa lateral y botones de función
- 16 Interruptor de manguera
- 17 Manguito de tapón intermedio

- 18 Manguera de línea de elementos ultrasónicos
- 19 Mecanismo de bloqueo
- 20 Carcasa del conector
- 21 Contactos de conexión / pines
- 22 Manguera de suministro
- 23 Entrada de aire
- 24 Enchufe de alimentación de la fuente de luz
- 25 Conexión de succión y conexión aire/agua
- 26 Tablero de video
- 27 Tubo guía de luz

