



UNA VENTAJA CLARA

CON LA REPARACIÓN DE PIEZAS DE MANO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACIÓN

MIDES Healthcare Technology GmbH, con sede en Graz, Austria ha sido siempre un socio fiable y especialista líder en tecnología médica durante más de 25 años y está comprometido con los más altos estándares de calidad. Gracias al trabajo de investigación y desarrollo de los últimos años, ahora podemos ofrecer la reparación o el reacondicionamiento de piezas de mano de cirugía de facoemulsificación utilizadas en operaciones de cataratas.

De este modo, MIDES es la única empresa en Europa que ya puede realizar reparaciones industrializadas y semiautomatizadas de piezas de mano de facoemulsificación de la marca ALCON. Con nuestro departamento de innovación interno, ampliaremos nuestra oferta paso a paso a otros modelos de acuerdo con las solicitudes de nuestros clientes.

Las ventajas de una reparación o renovación de piezas de mano de facoemulsificación son evidentes:

MIDES le ofrece una alternativa ecológica y equivalente en comparación con una nueva compra y, al mismo tiempo, le permite ahorrar mucho dinero.

VENTAJAS:

- Ahorro significativo de costes en comparación con una nueva compra
- Conservación de recursos y reducción de emisiones de CO2
- Garantía por 12 meses o 250 cirugías de cataratas en piezas de facoemulsificación usando el sistema de reparación "Refurbished by MIDES"
- Procesos de reparación certificados (ISO 9001 y EN ISO 13485)
- Excelencia en el servicio por parte de una empresa especialista y con años de experiencia en tecnología médica sanitaria.



Distribuidor en España: SpecMedica
Plaza Pedro Iturralde Ochoa, 5 bajo
Telf. 96 123 56 65
info@specmedica.com
46900 Torrent - Valencia
specmedica.com

REPARACIÓN DE PIEZAS DE MANO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACIÓN USADA EN OPERACIONES DE CATARATAS



INSPECCIÓN DETALLADA DEL DISPOSITIVO

- Análisis integral de frecuencia
- Inspección óptica para detectar daños internos y externos
- Test para detección de cortocircuitos eléctricos
- Los test de funcionalidad y carga incluyen:
 - Prueba del 100% de poder de succión de la pieza
 - Test de potencia lineal
 - Prueba de esterilización en autoclave



REPARACIÓN

- Informe de inspección del dispositivo
- Oferta personalizada con hasta un 70% de ahorro de costes en comparación con la compra de una pieza nueva
- Reparación de todos los componentes defectuosos según pedido



OPCIONAL: "REFURBISHMENT BY MIDES"

- Se renuevan o sustituyen los siguientes componentes:
 - Piezas cerámicas, electrodos
 - Conectores, electrónica
 - Cable, liberadores de presión
 - Piezas de cierre, arandelas de presión
 - Tapón de cierre, para evitar entrada de agua

Garantía: 12 meses ó 250 cirugías de cataratas.

MIDES SELLO DE CALIDAD

Los procesos de reparación en MIDES, cumplen con los más altos estándares industriales de calidad y están certificados de acuerdo con ISO 9001:2015 y EN ISO 13485:2016

MIDES
HEALTHCARE TECHNOLOGY

Am Innovationspark 7
8020 Graz | Austria
+43 316 42 65 00

customer@mides.com
mides.com

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA
SPECMEDICA

Plaza Pedro Iturralde Ochoa, 5 bajo
Telf. 96 123 56 65
info@specmedica.com
46900 Torrent - Valencia
specmedica.com